

定制化管式炉



旋转管式炉RSR 250/3500/15S




RS 460/1000/16S, 集成在生产工厂




RS 100/250/11S, 可折叠, 可安装在一台检测试验装置内

依靠高灵活度和技术创新, 纳博热能根据客户的实际需要提供最优化解决方案。

在基本炉型的基础上, 我们也可以为上级工艺设备专门定制特殊炉型。此页内列举的仅仅是众多设备方案中的几种。无论是真空还是保护气氛操作, 无论是创新的控制技术还是自动化, 也无论管式炉的温度、规格、长度和性能如何, 我们都能为您找到一种最佳的工艺优化方案。



如还需要有关我们众多的管式炉和其他实验室炉类型方面的信息, 请向我们索取实验室目录册。



RS 250/2500/11S, 五区控温, 用于在高真空或保护气氛下的线圈退火, 包含强制冷却和废气收集罩